

MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140	
6000287 - Pfeiffer Vacuum - DUO2,5 - PKD41042	
	Anschlussflansch: Anschlußflansch(Eingang):DN16ISO-KF Anschlußflansch(Ausgang):DN16ISO-KF
	Technische Daten: Nennsaugvermögen:2,5m³/h Betriebsmittelmenge:0,4l Betriebstemperatur:80°C Motorleistung:0,13kW Netzanschluß:Spannung(umschaltbar) 230V+-15%/50Hz 208V+-10%/60Hz Saugvermögen bei 50Hz:2,5m³/h Saugvermögen bei 60Hz:2,9m³/h Schalter:nein Drehzahl:1400 1/min
	Gewicht (Netto): 10,3 Kg
	Neupreis: <u>Auf Anfrage</u>
	Austauschpreis:  766,94 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)