

MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140	
6000001 - Pfeiffer Vacuum - TPH62-PH2 - PMP02090	
	Anschlussflansch: Anschlußflansch(Eingang):DN63ISO-K/CF-F Anschlußflansch(Ausgang):DN16ISO-KF
	Technische Daten: Saugvermögen für N2:56l/s Drehzahl+2%:90000 1/min Saugvermögen für H2:45l/s Saugvermögen für He:52l/s Kühlwasserverbrauch:15l/h Enddruck mit 1-stufiger Drehschieberpumpe:<1,00x10-10mbar Enddruck mit Membranpumpe:<1,00x10-08mbar
	Für Antriebselektronik: TCP380 / TCP121
	Gewicht (Netto): 5,5 Kg
Neupreis: <u>Auf Anfrage</u>	
Austauschpreis (Lagerwechsel):	 664,68 EUR
Austauschpreis (Rotorwechsel):	 1.431,62 EUR
Austauschpreis (Motor-Magnetlagerwechsel):	 460,16 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)