

MassTech Analysengeräte Technik GmbH Fon: +49 (0)421 5288140	
6000003 - Pfeiffer Vacuum - TPH170 - PMP01210	
	Anschlussflansch: Anschlußflansch(Eingang):DN100ISO-K Anschlußflansch(Ausgang):DN25ISO-KF
	Technische Daten: Saugvermögen für N2:170l/s Drehzahl+2%:43000 1/min Drehzahl:Stand-By:28700 1/min Saugvermögen für H2:110l/s Saugvermögen für He:130l/s Kühlwasserverbrauch:15l/h Enddruck mit 1-stufiger Drehschieberpumpe:<1,00x10-10mbar Enddruck mit Membranpumpe: <1,00x10-08mbar
	Für Antriebselektronik: TCP380 / TCP121 / TCP310
	Gewicht (Netto): 3 Kg
Neupreis: <u>Auf Anfrage</u>	
Austauschpreis (Lagerwechsel):	 766,94 EUR
Austauschpreis (Rotorwechsel):	 1.994,04 EUR
Austauschpreis (Motor-Magnetlagerwechsel):	 506,18 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
 Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)