

MassTech Analysengeräte Technik GmbH   Fon: +49 (0)421 5288140	
<b>7000007 - Pfeiffer Vacuum - TMH071 - PMP02802</b>	
	<b>Anschlussflansch:</b> Anschlußflansch(Eingang):DN40ISO-KF Anschlußflansch(Ausgang):DN16ISO-KF
	<b>Technische Daten:</b> Saugvermögen für N2:33l/s Drehzahl+-2%: 90000 1/min Drehzahl:Stand-By:60000 1/min Saugvermögen für H2:37l/s Saugvermögen für He:38l/s Kühlwasserverbrauch:15l/h Enddruck mit 1-stufiger Drehschieberpumpe:<1,00x10-10mbar Enddruck mit Membranpumpe:<1,00x10-08mbar Sperrgasanschluß:nein
	<b>Gewicht (Netto): 3,1 Kg</b>
	<b>Neupreis: <u>Auf Anfrage</u></b>
<b>Austauschpreis (Lagerwechsel):</b>	 <b>818,07 EUR</b>
<b>Austauschpreis (Rotorwechsel):</b>	 <b>1.687,26 EUR</b>
<b>Austauschpreis (Motor-Magnetlagerwechsel):</b>	 <b>460,16 EUR</b>

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)