

MassTech Analysengeräte Technik GmbH   Fon: +49 (0)421 5288140	
<b>7000008 - Pfeiffer Vacuum - TMH261 - PMP02820</b>	
	<b>Anschlussflansch:</b> Anschlußflansch(Eingang):DN100ISO-K Anschlußflansch(Ausgang):DN25ISO-KF
	<b>Technische Daten:</b> Saugvermögen für N2:210l/s Drehzahl+-2%:60000 1/min Drehzahl:Stand-By:40000 1/min Saugvermögen für H2:180l/s Saugvermögen für He:220l/s Kühlwasserverbrauch:15l/h Enddruck mit 1-stufiger Drehschieberpumpe:<1,00x10-10mbar Enddruck mit Membranpumpe:<1,00x10-08mbar Sperrgasanschluß:nein
	<b>Gewicht (Netto):</b> 9,4 Kg
	<b>Neupreis:</b> <u>Auf Anfrage</u>
<b>Austauschpreis (Lagerwechsel):</b>	 1.227,10 EUR
<b>Austauschpreis (Rotorwechsel):</b>	 2.760,98 EUR
<b>Austauschpreis (Motor-Magnetlagerwechsel):</b>	 506,18 EUR

Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

[zurück](#)